

Utgiven av:	Fredrik Johansson	Datum:	04-06-07
Uppdaterad av:	Fredrik Johansson	Datum:	11-02-04
Godkänd av:	Ove Sahl	Status:	Godkänd

Produktbeskrivning

Sterila sprutlocken är individuellt förpackade i dubbla påsar och därefter strålade med 25 kGy. Varje påse är märkt med sitt batchnummer, produktionsdatum, artikelnummer samt sista datum för användning. Den passar på våra 28mm renrumsflaskor. Locken kommer väl förpackade och sterilitet är i obruten förpackning garanterad minst till angivet sista datum för användning .

Användningsområde

Det sterila sprutlocket används för att applicera desinfektionsvätskan på ytor och föremål och den kan användas som ett komplement till vår trigger.

Gamma irradiation Dose (Actual)	Ref minimum Dose: 25,0 kGy
--	-----------------------------------

Förpackning

Innerförpackning	Antal / Ytterförpackning	Ytterförpackning / Pall
1126; 6-pack	100st 6-pack	9

Lagring

Lagring (långtids):	Lagring (korttids):	Hållbarhet:
Temp: Rumstemp (18 - 30°C)	Temp: -15 - 30°C	24 månader från produktionsdatum
		Förslutna emballage